

• DESCRIPTION

PREMIE™ articulé de 28 semaines

Voies respiratoires réalistes avec la langue, les cordes vocales, la trachée et l'oesophage pour des exercices de gestion des voies aériennes

Organes internes réalistes pour une performance inégalée en RCP

Simuler une ponction au talon réaliste

Exercices de BVM ou RCP

Intubation orale et nasale

Simuler des procédures d'aspiration

La poitrine se soulève pour une expansion pulmonaire bilatérale réaliste

Vision d'une cyanose périphérique et centrale ainsi qu'un ton de peau sain

Utilisez le moniteur pour sélectionner les taux d'amélioration et de détérioration

Suivre le changement de couleur de la peau en réponse aux efforts de votre étudiant

Pouls ombilical en utilisant une poire

Mise en place de pratiques de lignes ombilicales

Simuler RCP avec deux pouces pour une technique de compression du doigt


Pratique accès intra-osseuse

Injection intraveineuses



• BIEN FONDÉ PÉDAGOGIQUE

- Pratiquer les soins infirmiers
- Compétences de réanimation
- RCP
- Pratiquer les soins de stomie
- Accès intraveineux



• COMPOSITION DU PRODUIT

- Mannequin
- Moniteur néonatal
- Bloc d'alimentation (CA 100-240 V)
- Câbles de connexion
- Manuel d'instructions
- Sac de transport

• BON À SAVOIR

Ce simulateur existe en 3 tons de peau :

- Ton clair (S108.L)
- Ton moyen (S108.M)
- Ton foncé (S108.D)

Poids : 3.5kgs