

• DESCRIPTION

Réalisme au niveau respiratoire

Premie HAL® S108.100 possède des poumons réalistes qui répondent au soutien respiratoire comme avec un véritable bébé prématuré.

Conformité pulmonaire

L'augmentation de la poitrine visible suivant les valeurs recommandées de flux PIP et PEEP

Supporte des dispositifs de ventilation à pression positive standard

- BVM
- CPAP
- Ventilateurs mécaniques

Voie respiratoire

Cavité buccale et voie respiratoire, anatomiquement précise

Texture réelle et langue de taille réaliste

Intubation endotrachéale

Manoeuvre de Sellick

Aspiration du nez et de la cavité buccale

Respiration

Compliance pulmonaire réelle

L'augmentation du torse visible suivant les valeurs recommandées de flux, PIP et PEEP

Accepte des support de ventilation à pression positive standard, y compris BVM, CPAP et ventilateurs mécaniques

Cardiaque

Pulsations (manuelles) : Brachiales - Femorales -

Umbilicales - Fontanelles

Recul réaliste du torse durant la RCP



Accès vasculaire

Injection IV : Main - Cuir chevelu - Injection et prélèvement UVC/UAC

Emplacement de la ligne PICC

Insert de nombril

Cathétérisme veineux et artériel échantillonnage et injection

Gastrointestinal

Distension gastrique

Désordres eosophagiens

Intubation NG/OG

Aspiration

• BIEN FONDÉ PÉDAGOGIQUE

- Pratique avancée de la gestion des voies respiratoires néonatales
- Pratique de la stabilisation et réanimation
- Interprétation des formes d'ondes PV réelles
- Pratiques in situ

• COMPOSITION DU PRODUIT

- |                                    |                               |                       |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| • Nouveau né prémature 24 semaines | • Kit poire et tubulures      | • Faux sang concentré |
| • IV sac                           | • Insertion du nombril        | • Ruban médical       |
| • support et tube                  | • Cordons ombilicaux          | • Sac de transport    |
| • Kit de remplissage               | • Remplacement bras gauche IV |                       |
| • Kit de Drainage                  | • Couverture de nourrisson    |                       |
| • Inserts ligne de PICC            | • Couche                      |                       |
|                                    | • Huile minérale lubrifiante  |                       |