

• ALT80300 Module de césarienne

amélioré – PROMPT Flex

Fournisseur : Limbs and Things • Garantie : 1 an

• DESCRIPTION

L'utérus maintient fermement le bébé en position pour les présentations céphaliques, du siège et transversales

La pression fundique peut être appliquée pour faciliter l'accouchement du bébé pour les manoeuvres IFH
Imite de manière réaliste l'espace restrictif de l'entrée pelvienne pour les manoeuvres IFH

Convient à la rétraction à l'aide d'écarteurs en métal, en plastique ou en caoutchouc

La peau abdominale a une apparence réaliste, une couche de graisse et une sensation d'abdomen à terme

Sensation réaliste de l'intérieur de l'utérus pendant l'accouchement

Tête et épaules présentes à un niveau réaliste par rapport à l'incision utérine



• BIEN FONDÉ PÉDAGOGIQUE

- Application de la pression fundique
- Césarienne à dilatation complète
- Accouchement d'un bébé avec une tête incluse :
 - - Méthodes de désimpaction vaginale (poussée vaginale vers le haut)
- Extraction inversée du siège
- Techniques de Patwardhan
- Utilisation d'un dispositif de désimpaction à ballonnet (oreiller foetal)
- Accouchement par césarienne assisté par instrument
- Délivrance du placenta

• COMPOSITION DU PRODUIT

- Support utérin en mousse
- Périnée
- Col de l'utérus
- Peau d'accouchement pré-incisée
- Utérus
- Plancher pelvien