

• DESCRIPTION

Bas du corps féminin adulte

La pratique de techniques de pose du DIU, de diaphragme et du choix de la taille, sondage de l'utérus et la présentation des cols normaux et anormaux.

Peau extérieure souple amovible

Fimbriae anatomique précise

Un utérus antéversé normal avec haut transparent et ligaments ronds

Sept utérus avec un utérus normal «de contrôle» et six avec des anomalies

Deux cols normaux avec os pour la pose et le retrait du DIU

Insertion et retrait d'éponge contraceptive


Insertion et retrait du préservatif féminin

6 cols présentant des anomalies cervicales



• BIEN FONDÉ PÉDAGOGIQUE

- Examen spéculum
- Examen bimanuel
- Pose et le retrait du DIU



• COMPOSITION DU PRODUIT

- 1 abdomen
- 7 utérus normaux
- 6 utérus avec des anomalies
- Talc
- Sac de transport

• BON À SAVOIR

Ce simulateur existe en 3 tons de peau :

- Ton clair (S503.L)
- Ton moyen (S53.M)
- Ton foncé (S503.D)

Dimension : 7 kgs

Tailles : 50 x 45.7 x 25.4 cm