

• ALT70103 Simulateur d'infiltration du genou

Fournisseur : Limbs and Things • Garantie : 1 an

Vidéo : <https://vimeo.com/775739640>

• DESCRIPTION

Aspiration du liquide synovial à la fois des aspects latéral et médial

Reconnaissance de l'épanchement articulaire

Ballotement

Utiliser les ultrasons pour les techniques de balayage systématique et l'examen de l'articulation du genou (Compatible avec toutes les machines à ultrasons standards)

Couches musculaires et cutanées discrètes fournissant le tissu réaliste et la réponse de l'aiguille

Sac synovial anatomiquement précis et la patella palpable

Couleur et consistance du liquide synovial réaliste

Simule les points de référence anatomique :

Peau

Graisse sous-cutanée, tendon du quadriceps et du ligament patellaire


Coussinet adipeux préféromal/quadricepsital

Hoffa (infrapatellaire) coussinet adipeux

Fémur, tibia, rotule, ménisque

Médial et latéral du ligament collatéral

La masse musculaire du quadriceps



• BIEN FONDÉ PÉDAGOGIQUE

- Identification des repères anatomiques en utilisant la méthode de palpation ou d'orientation à ultrasons
- Le positionnement et la gestion des patients
- Injection dans la cavité articulaire



• COMPOSITION DU PRODUIT

- 1 genou pour injection
- 1 support
- 1 sac pour fluide
- 1 sac synovial
- 1 stylo sans trace
- 1 peau
- 1 jeu d'aiguilles
- 1 boîte de transport

• BON A SAVOIR

- Existe en 2 tons :
 - Ton clair (ALT70103)
 - Ton foncé (ALT70114)
- Sans latex
- Echographe non fourni avec le produit

• CONSOMMABLES



• Référence ALT70104
Module du genou pour ALT70103



• Référence ALT 70107
Sac synovial avec seringue pour
ALT70103



• Référence ALT 70106
Stand et sac de support